

Unser neuestes Highlight!

Erleben Sie die Zukunft der Audiologie mit dem Audiometer Measure.

Hörgeräteanpassung mit kompaktem Design.

Wir freuen uns, Ihnen unser neuestes Highlight vorstellen zu können: das Audiometer Measure von Auditdata.

Dieses innovative Produkt bieten wir Ihnen derzeit zu besonders günstigen Konditionen an. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Ausstattung zu modernisieren und die fortschrittlichen Funktionen des Audiometer Measure kennenzulernen.

- **Präzise Hörgeräteanpassung:**

Mit Real-Ear-Messungen, Sprachmapping und Messbox bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Hörgeräte präzise anzupassen, was die Zufriedenheit Ihrer Patienten deutlich erhöht.

**AKTIONS
PREIS**
€ 4.570.-
Basisversion



- **Kompaktes Design, große Wirkung:**

Unser neues Audiometer überzeugt durch ein platzsparendes, stapelbares Design.

Abmessungen

140 x 140 x 55 mm (Audiometer)

140 x 140 x 150 mm (REM-Lautsprecher)

Technische Spezifikationen

- **Wandler**

Einsteckhörer, REM-Sonde, B71, ER-3C, DD45, DD450, DD65v2

- **Add-ons**

Optisches Plug-and-Connect
mehrerer Lautsprecher

- **Frequenzbereich**

125 Hz bis 16 kHz

- **Pegel**

-10 dB bis 120 dB HL

- **Kompatibilität**

Noah 4 oder höher

- **Stapelbar und tragbar**

Das Audiometer lässt sich perfekt über oder unter den Lautsprecher stellen und kann in einer Standard-Laptoptasche transportiert werden.

Die USB-Stromversorgung ermöglicht eine einfache Einrichtung und nahtlose Mobilität.

Sichern Sie sich
gleich das Angebot

office@audiometrix.at